

見えないオゾンを数値 (CT値) で見る。

CT値とは、【オゾンガス濃度×時間】を数値化したもので、国際的に認められた殺菌・不活性効果を示す数値指標です。数値が高いほど除菌・脱臭効果が増大し、このCT値をコントロールすることで、脱臭、除菌、殺菌、カビ対策など、目的に合わせた環境づくりが可能です。

All About Clean AiaClean CT値 積算機能付きオゾンガス生成器 『オラくりん-CT』



オゾンガス濃度計搭載

簡単ステップで操作可能

CT値設定

設定値まで
オゾンを放出

自動で停止
(オゾン自動回収)



さらに

オゾンチェックシートとの併用で
お部屋の隅々まで効果をチェック可能に。

機械裏や、天井部、床下で効果が出ているのでしょうか？
オゾンチェックシートを設置するだけで簡単に効果が確認でき、
効果が少ない時の対策も可能にします。




オゾンガスとチェックシートを使った有効的な除菌・脱臭方法。

空気の廻りにくい箇所も、オゾンCT値チェックシートを使った調査が可能です。

より確実な除菌・脱臭にお役立てください。代表的な使用場所であるムコでは、

日常は一般細菌対策(CT値60)で使用し、蔵始め・蔵終いではカビ対策・殺菌(CT値150以上)でご使用ください。



目的に合わせたCT値の基準値

対象物 CT値は、ボタン操作で簡単に設定でき、数値が高ければ高いほど様々な菌や臭いを取ることができます。

脱臭目的 CT値30

臭いが気になった時に。

除菌目的 CT値60

毎日の除菌に。

カビ類対策 CT値150

蔵始め・蔵終い時に。




AlaClean
『オラくりん-CT』

生成器単体概要
寸法：W380×D160×H350
重量：8kg
消費電力：80W
オゾン発生量：約2000mg/h
風量：約150m³/h

※自動運転：CT値達成後はオゾン分解運転に切り替わり、安全基準の0.1ppm以下まで濃度が下がった後、自動停止がかかる機能を有しております。

その他の作業用途

【冷蔵庫のカビ類対策】
定期的に庫内のカビ対策や脱臭目的に使用します。(CT値100~150)



【休憩室の脱臭・除菌】
密閉した空間であれば、タバコや生活臭の脱臭と、除菌の為に使用できます。(CT値30~60)



品質美を求めて

有限会社 **キクブランドウー**

〒739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目15-8
TEL: (082)843-8339 FAX: (082)843-2822



ホームページからもキクブランドウーの新着情報をご覧頂けます。

HP: <http://kikuplando.co.jp>

E-mail: info@kikuplando.co.jp